

Agrafeuse cutanée stérile

Référence 01052

Prix du produit :

17,25 € taxe inclu

Description brève du produit :

Agrafeuses cutanées à usage unique avec agrafes préformées arciformes.



Description du produit :

Particulièrement maniables, elles permettent une pose rapide et sans douleur d'agrafes pour la fermeture de plaies franches peu profondes.

Les agrafes en inox de haute qualité 317 L font de cette agrafeuse un outil de choix pour les interventions médicale.

Caractéristiques :

- Pratique et simple d'utilisation
- Agrafes de qualité en acier inox
- Muni de 35 agrafes
- Parfaite pour de nombreux environnements médicaux
- Mode d'emploi et boîte multilingues (FR,GB,IT,ES,PT,DE)
- Vendu par boîte de 5