

AGRAFEUSE CUTANÉE STÉRILE JETABLE GIMA - boîte de 5

Référence 01052

Prix du produit :

17,25 € taxe inclu



Description brève du produit :

L'**agrafeuse cutanée stérile jetable GIMA** permet une fermeture cutanée efficace grâce à ses **35 agrafes** en acier inoxydable **317L**. Présentée en **boîte de 5**, elle combine usage unique et manipulation ergonomique pour les actes de soins.

Stérile • Acier inoxydable 317L • 35 agrafes par unité • Boîte de 5

Description du produit :

[Agrafeuse cutanée stérile GIMA, pour la fermeture cutanée](#)

Cette agrafeuse cutanée **stérile** est destinée à la fermeture des plaies en environnement médical. L'**agrafeuse cutanée stérile jetable GIMA** dispose de **35 agrafes** en acier inoxydable **317L** et convient à un **usage unique**.

Son design ergonomique contribue à une manipulation sûre et régulière pendant le geste. Elle trouve sa place aussi bien en petite chirurgie qu'au sein des services réalisant des fermetures cutanées fréquentes.

Les agrafes se retirent à l'aide d'une pince ôte-agrafe appropriée. Idéal pour les médecins, infirmiers en structure de soins, services d'urgences, cliniques et blocs opératoires.

[Points forts](#)

- **Dispositif stérile** : utilisation immédiate pour les actes nécessitant un matériel prêt à l'emploi en conditions de soins.
- **35 agrafes intégrées** : capacité adaptée aux fermetures cutanées usuelles, avec continuité du geste sans remplacement en cours d'utilisation.
- **Acier inoxydable 317L** : composition offrant une bonne résistance mécanique pour l'agrafage cutané.
- **Usage unique** : simplifie l'organisation du soin en évitant les étapes de retraitement du dispositif.
- **Forme ergonomique** : favorise une prise en main confortable et stable lors des actes réalisés en consultation ou en service.
- **Notice et boîte multilingues** : informations disponibles en FR, GB, IT, ES, PT et DE pour une lecture facilitée selon les environnements d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Agrafeuse cutanée jetable

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Oui

Matériau : Acier inoxydable 317L

Capacité : 35 agrafes par unité

Conditionnement : Boîte de 5

Langues notice/boîte : FR, GB, IT, ES, PT, DE

Marque : GIMA

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le geste, les gants stériles participent à la préparation du soin. Après fermeture, les pansements stériles et les compresses sont utiles pour la protection de la zone et le soin local.