

# GEL ULTRASON AQUASONIC 100 STÉRILE PARKER - 48 doses de 20 g

Référence 06391



Prix du produit :

**76,50 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le gel ultrason **Aquasonic 100 stérile PARKER** est conçu pour les examens d'échographie, de doppler et d'ECG avec un couplage acoustique performant. Conditionné en **48 doses stériles de 20 g**, il est hydrosoluble, hypoallergénique et sans formaldéhyde.

CE • DM IIa • Usage unique • Boîte de 48 doses stériles

Description du produit :

**Aquasonic 100 stérile, gel unidose pour examens aseptiques**

Ce gel échographique stérile est destiné à la transmission des ultrasons lors des examens d'imagerie et des actes réalisés en conditions aseptiques. Le **gel ultrason Aquasonic 100 stérile PARKER** se présente en **48 doses stériles de 20 g**, prêtes à l'emploi.

Sa formule aqueuse et visqueuse favorise un couplage acoustique de qualité, tout en se retirant facilement de la peau, de la sonde et du linge. Sa composition est sans sel, sans alcool et sans formaldéhyde.

Le format unidose convient aux organisations qui recherchent une préparation rapide entre deux patients et un usage unique en zone contrôlée. Idéal pour cabinets médicaux, services d'imagerie, maternités, blocs opératoires, cardiologues et sages-femmes.

Points forts

- **Conditionnement stérile unitaire** : chaque dose est emballée pour les situations

nécessitant un gel stérile, avec une utilisation unique adaptée aux environnements aseptiques.

- **Couplage ultrasonique efficace** : la viscosité élevée contribue à une bonne transmission à travers les fréquences médicales, pour les examens d'échographie, de doppler ou d'ultrasonothérapie.
- **Nettoyage facilité** : sa nature hydrosoluble permet un retrait simple après l'acte, sans dépôt gras durable sur la peau ou le matériel.
- **Tolérance d'utilisation** : la formule hypoallergénique, non irritante et sans formaldéhyde convient aux usages répétés et aux peaux sensibles.
- **Boîte de 48 doses** : ce format simplifie le stockage, la distribution et la mise à disposition dans une salle d'examen, un cabinet ou un chariot de soins.
- **Respect du matériel** : le gel n'endommage pas la sonde et ne tache pas les textiles ni les surfaces de travail.

## Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Gel de transmission ultrasonique stérile

**Marque** : PARKER

**Fabricant** : LABORATOIRE PARKER

**Utilisation** : Usage unique

**Conditionnement** : Boîte de 48 doses stériles

**Contenance** : 20 g par dose

**Emballage** : Doubles sachets d'aluminium stérilisés

**Composition** : Polymère, substance humidifiante et eau d'osmose inverse

**Conservateur** : Parahydroxybenzoates propylique et méthylque en concentration bactériostatique

**Aspect** : Gel aqueux, visqueux, clair, très légèrement coloré

**Couleur** : Bleu clair

**pH** : 6.50 à 6.95

**Densité** : 1.08 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosité** : 100.000 cps mini

**Efficacité de couplage** : Plus de 90% à toutes les fréquences médicales à partir de 0.5 Mhz

**Stérilisation** : Rayons Gamma

**Particularités** : Hydrosoluble, hypoallergénique, non irritant, sans alcool, sans formaldéhyde, sans sel, non tachant

**Compatibilité** : N'endommage pas la sonde

**Latex** : Absence

**Phtalates CMR 1A ou 1B** : Absence

**Origine animale ou biologique** : Absence

**Conditions de conservation** : Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques

## Normes & sécurité

**Classe** : DM IIa

**Norme** : 93/42/CE

**Marquage** : CE 0344

**Fabricant** : LABORATOIRE PARKER

Lire attentivement la notice avant utilisation

### **Des produits complémentaires à découvrir**

Pour compléter la préparation, les protection pour sondes sont adaptées aux examens en environnement stérile. Les gants stériles participent à une manipulation propre, tandis que les compresses stériles sont utiles pour retirer le gel après la procédure.

JJ/26