

Drap d'examen ouaté 50x190 cm - Colis de 12 rouleaux

Référence 06394



Prix du produit :

54,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

[Draps d'examen](#) pour tables d'examen de grandes tailles (format 50x190 cm). Excellentes résistance et capacité d'absorption. Double épaisseur. Pure ouate de cellulose.

Vendu par colis de 12 rouleaux

Description du produit :

Draps pour les longues tables d'examen (2m).

Modèle confort grande taille

Assemblage ouate assurant d'excellentes caractéristiques mécaniques dans les deux sens de travail ainsi que douceur et capacité d'absorption - emballé sous film individuel garantie d'hygiène parfaite.

La prédécoupe longues (2m00) permet d'optimiser les stations patients longues en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :

57 mètres prédécoupés en 30 formats de 1m90 (+/- 5 %)

Largeur : 50 cm.

Pure ouate de cellulose

Aspect : lisse

Nombre de plis : 2 épaisseurs

Conditionnement : carton de 12 rouleaux.