

# Spiromètre électronique Vitalograph COPD6

Référence 06328



### Prix du produit :

105,00 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Ce spiromètre électronique permet de détecter les obstructions bronchiques (BPOC). S'utilise avec des embouts de type SAFE T WAY de 30 mm. Très simple d'utilisation, il peut être utilisé par des particuliers.

#### **Description du produit:**

## Un spiromètre pour particuliers et professionnels de santé.

Cet appareil de diagnostic médical permet de détecter les risques pré-symptomatiques d'obstruction des bronches.

Le médecin peut alors prescrire un traitement à caractère préventif.

- Pour la détection précoce des obstructions bronchiques BPCO
- Simple d'utilisation avec grand écran d'affichage
- Calcule le FEV1(VEMS) le FEV6 (VEM6) vitesse d'expiration à la 1ère et 6e seconde
- Affiche le rapport (ratio) VEMS/FEV6
- Appareil à usage personnel et professionnel
- Facile à nettoyer

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions appareil: 113 x 63x 48 mm
- Poids : 55g
- Livré avec : 3 embouts anti reflux, une pochette de transport, un guide d'utilisation et 2 piles AAA



CE.