

OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 2,5V PÉDIATRIQUE LUXAMED - avec 20 spéculums

Référence 06454



Prix du produit :

106,07 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'otoscope **LuxaScope Auris LED 2,5V pédiatrique LUXAMED** réunit un éclairage annulaire de **6 LED** atteignant **10 000 lux** et une loupe pivotante **x3** pour une observation nette du conduit auditif chez l'enfant. Fourni avec **20 spéculums jetables** et 2 piles AAA, il convient aux examens en cabinet, en pédiatrie et en ORL.

CE • Éclairage LED circulaire • Loupe 3x verrouillable • 20 spéculums jetables

Description du produit :

[LuxaScope Auris LED pédiatrique, visibilité optimisée à l'examen](#)

Cet otoscope **LuxaScope Auris LED 2,5V de Luxamed** pour usage pédiatrique intègre **6 LED** disposées en cercle et délivre une intensité de **10 000 lux**. Cette configuration apporte un éclairage homogène du conduit auditif tout en préservant une bonne visibilité pendant l'observation.

Sa loupe pivotante **x3** avec verrouillage permet d'examiner plus facilement les détails. Elle aide à gagner en confort de lecture lors des contrôles auriculaires réalisés chez l'enfant.

Sa poignée en aluminium et fibre de verre offre une prise en main légère au quotidien. Idéal pour les pédiatres, médecins généralistes, ORL, services de consultation, cabinets médicaux et

structures de soins pédiatriques.

Points forts

- **Éclairage circulaire à 6 LED** : la diffusion lumineuse reste régulière et facilite l'observation du conduit auditif sans encombrer le champ visuel.
- **Intensité de 10 000 lux** : l'examen bénéficie d'une lumière puissante pour une lecture plus confortable des zones à contrôler.
- **Loupe pivotante x3 avec verrouillage** : le grossissement soutient l'inspection des détails et le verrouillage aide à stabiliser l'observation.
- **Conception adaptée à la pédiatrie** : la tête est pensée pour l'examen auriculaire de l'enfant en cabinet, en consultation ou en environnement ORL.
- **Extinction automatique après 3 minutes** : cette fonction préserve l'autonomie entre deux utilisations successives.
- **Kit complet** : l'appareil est livré avec **2 piles AAA** et **20 spéculums jetables** pour une mise en service immédiate.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Otoscope pédiatrique

Modèle : LuxaScope Auris LED 2,5V

Marque : Luxamed

Éclairage : 6 LED disposées de manière circulaire

Intensité lumineuse : 10 000 lux

Température de couleur : Environ 4000 K

Durée de vie des LED : 100 000 heures

Grossissement : Loupe pivotante x3 avec verrouillage

Alimentation : 2 piles alcalines AAA incluses

Matériau poignée : Aluminium et fibre de verre

Fonctionnement : Bouton poussoir électronique on/off

Arrêt automatique : Après 3 minutes d'inactivité

Utilisation : Réutilisable

Conditionnement : 1 otoscope avec 20 spéculums jetables

Formats disponibles : Spéculums 2,5 mm gris et 4,0 mm gris

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le coffret contient l'otoscope LuxaScope Auris LED 2,5V pédiatrique, 2 piles alcalines AAA, 10 spéculums jetables 2,5 mm gris et 10 spéculums jetables 4,0 mm gris.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement au cabinet, les spéculums auriculaires permettent d'assurer la continuité des examens. Les accessoires pour otoscopes accompagnent l'usage régulier du matériel. En consultation ORL, les abaisses-langues sont aussi utiles pour l'examen de la gorge.