

Otoscope Luxascope Auris LED pédiatrique

Référence 06454



Prix du produit :

106,07 € taxe inclu

Description brève du produit :

Otoscope de poche série spécial pour l'auscultation des enfants (design original).

Très lumineux grâce à ses 6 LED concentriques (10 000 lux) et à son variateur d'intensité.

Description du produit :

Un otoscope spécial pour les services de pédiatrie !

- Format de poche avec tête au design optimisé.
- Éclairage 6 LED concentriques breveté.
- Fonctionnalité non affectée en cas d'arrêt d'une LED
- Durée de vie des LEDs : environ 100 000 heures en utilisation intensive
- Variateur d'intensité
- Loupe grossissante 3 fois avec fonction verrouillage.
- Intensité d'éclairage : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : env. 4000 K
- Arrêt automatique après 3 minutes de non activité
- Poignée aluminium et fibre de verre
- Bouton poussoir on/off électronique
- Livré avec 10 spéculum (standards) jetables 2,5 mm gris et 10 spéculum (standards) jetables 4 mm gris
- Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA fournies

Garantie 2 ans. CE.

Fabriqué en Allemagne par [Luxamed](#)