

Flacon collecteur pour aiguilles de stylo à insuline

Référence 06449



Prix du produit :

5,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pour la récupération sécurisée des aiguilles à insuline usagées. Compatible avec tous les stylos à insuline.

Description du produit :

Récupérez vos aiguilles à insulines en toutes sécurité !

Apporte une solution de confort et de sécurité pour la récupération des aiguilles à insuline usagées.

Compatible avec tous les types de stylos à insuline, il résiste à la perforation et ne se renverse pas.

- Prêt à l'emploi
- Flacon de 250ml, peut contenir 120 aiguilles
- Dimensions : 11.5cm x 6cm
- Poids : 50g (hors carton)

CE.

UTILISATION :

On insère le stylo à insuline dans le DiabBox120 en toute sécurité.
On libère l'aiguille en la dévissant du stylo.

L'aiguille tombe dans le bocal du DiabBox120.