

# Aiguille à suture Silkam, soie noire non résorbable

Référence 02189



Prix du produit :

**183,23 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Aiguilles à suture Silkam non résorbables.  
Disponibles en 3 tailles.

Description du produit :

**Tresse de soie de couleur noire.**

Suture caractérisées par leur extrême souplesse.

Tenue au nœud excellente.

Longueur : 75cm

Aiguille 3/8 triangulaire

Déc. 2 3/0 Aiguille 16mm

Déc. 1,5 4/0 Aiguille 16mm

Déc. 1 5/0 Aiguille 19mm

**Boîte de 36. CE.**