

## Kit de lavement Enema

Référence 06507



### Prix du produit :

# 6,99 € taxe inclu

### Description brève du produit :

Set d'administration flexible pour les lavements. Contient : 1 poche de 1,5 L avec tubulure et canule avec embout lubrifié + 9ml de savon liquide + un champs de protection résistant aux fluides. Vendu à l'unité

#### **Description du produit:**

## Un Kit de lavement médical complet!

Pour vos lavements intestinaux ou autres.

Conforme à la directive 93/42/CEE - Dispositif médical de classe I

#### Le set d'administration flexible Enema contient :

Poche de 1.5 L avec une tubulure et une canule avec embout lubrifié Savon liquide de 9 ml

Champ de protection résistant aux fluides d'une dimension de 42x45cm

#### Matières:

Poche : PVC Tubulure : PVC

Embout de protection : Résine de polyéthylène (PE)

Valve: ABS

Champ de protection : Cellulose et film de polyéthylène



Retrouvez tout le petit matériel médical pour les soins en cliquant ici!