

Feutre cutané double pointe violet

Référence 06508



Prix du produit :

1,89 € taxe inclu

Description brève du produit :

Permet de marquer la peau avant une incision ou une opération. Marqueur dermographique indélébile disponible en pointe fine ou normale. Ce traceur est spécialement étudié pour être utilisé sur la peau du patient.

Description du produit :

Ce marqueur cutané possède une pointe ultrafine afin de garantir une précision maximale lors du traçage.

Son encre est conçue pour rester visible sur la peau tout au long de la procédure, tout en étant facilement effaçable après l'intervention.

La double pointe permet de choisir entre une ligne fine pour les étiquettes adhésives et les poches de perfusion et une ligne plus épaisse pour un usage cutané, offrant ainsi une flexibilité adaptée aux besoins spécifiques des praticiens.

Caractéristiques :

- Lavable à l'eau et au savon
- Dimensions 138x 12,5 mm
- Marqueur cutané à double pointe
- Bouchon et structure en polypropylène
- Double pointe pour plus de versatilité
- Vendu à l'unité