

Débitmètre de pointe Vitalograph

Référence 06518

Prix du produit :

27,53 € taxe inclu



Description brève du produit :

Apprécié pour sa petite taille, ce débitmètre de pointe permet de mesurer et de contrôler le débit expiratoire de pointe et de diagnostiquer un éventuel problème respiratoire. Très facile d'utilisation, ce débitmètre vous suivra partout.

Description du produit :

Débitmètre de pointe Vitalograph Mypef

- Protection anti-poussière intégrée
- Léger, format de poche pour une portabilité pratique
- Affichage graphique des données simplifié
- Echelle précise de 100m
- Deux curseurs de zone de couleur
- Embouts carton à usage unique diamètre 30 mm (non fournis)
- Dimensions de l'appareil : 138 x 56 x 23 mm
- Poids 79 g

CE.

Accessoires :

[Commandez vos embouts carton pour votre débitmètre](#)

[Découvrez notre gamme de spiromètres et de débitmètres](#)