

# Perfuseur Uni'Perf avec robinet 3 voies

Référence 06534



**Prix du produit :**

**115,99 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Perfuseur simple avec site d'injection en Y ou robinet 3 voies. Disponible avec ou sans robinet.

**Description du produit :**

**Perfuseur simple pour l'administration par cavité**

**Disponible avec ou sans robinet.**

- Porosité des filtres de purge : Air : 0.3µm.
- Chambre compte-goutte: 15µm.
- Capacité de la chambre compte-goutte : 10 ml.
- Luer-Lock mâle avec bague mobile et filtre de purge.
- Ces perfuseurs étant des dispositifs de perfusion par gravité, ils peuvent être soumis à 1bar de pression, maximum.
- Diamètre interne de la tubulure : 3.0mm (+ ou – 0.1mm)
- Diamètre externe de la tubulure : 4.1mm (+ ou – 0.1mm)
- 120cm entre la chambre compte-gouttes et le site d'injection + 45cm entre le site d'injection et le Luer Lock (chambre compte-goutte de 72mm)

**Informations utiles :**

*Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :*

- Sans latex
- Absence de composants d'origine animale ou biologique
- Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence (Peut comporter des traces de DEHP mais en concentration bien inférieure au seuil déterminé par la réglementation REACH (0.1%))

**Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :**

- Domaines : Anesthésie, Chirurgie, Réanimation, Pédiatrie, Obstétrique
- Indications : Abord veineux, Accès veineux, Accessoire de cathétérisme, Administration, Perfusion

**Rappel :**

Pour toute perfusion hors produits sanguins (changement après chaque administration) ou émulsions lipidiques (changement quotidien), il convient de changer les dispositifs de perfusion toutes les 96 heures

Extrait Prévention des infections liées aux cathéters veineux périphériques  
SFHH - HAS (Service des recommandations professionnelles)

Boîte de 100 perfuseurs

**CE.**

Retrouvez également tout le [matériel pour injection](#) et les [désinfectants](#).