

Guéridon de soin en plastique 3 plateaux

Référence 06539



Prix du produit :

179,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Chariot de soin guéridon roulant équipé de 3 plateaux. Fabriqué en plastique, il peut se nettoyer facilement. Fréquemment utilisé dans les chambres d'hôpital ou établissement de santé.

Description du produit :

Un guéridon léger, maniable et très robuste.

La qualité des roulettes assurent un confort maximal lors des déplacements.

Dimensions extérieures: 48,5 x 36,5 x H77 cm

Dimensions des plateaux: 48,5 x 36,5 cm

Charge maximale: 100 kg par chariot et 60 kg par niveau

Coloris: Blanc

Matériaux: Montant aluminium, plateau en PP

4 roulettes pivotantes PVC, Ø 75 mm

Poids: 4 kg