

# Guéridon roulant en plastique 3 plateaux avec poignées

Référence 06540



**Prix du produit :**

**265,19 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Un guéridon en plastique à usage médical. Nettoyage facile. Maniable et robuste. Chaque plateau peut soutenir un poids de 60kg. Montants en aluminium pour plus de solidité.

**Description du produit :**

**Guéridon en plastique léger, maniable et robuste pour les établissements de santé et professions médicales.**

La qualité des roulettes et les poignées ergonomiques assurent un confort maximal lors des déplacements.

Dimensions extérieures: 80 x 48 x H100 cm, poignées comprises

Dimensions des plateaux: 61,5 x 45 cm

Charge maximale: 180 kg par chariot et 60 kg par niveau

Coloris : Blanc

Matériaux: Montant aluminium, plateau en PP

4 roulettes pivotantes PVC, Ø 100 mm dont 2 à frein

Poids: 8.5 kg