

# Aiguille à suture Dafilon (Flexocrin) non résorbable

Référence 01282



Prix du produit :

**129,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Pour la suture des plaies cutanées, fil de suture avec aiguille triangulaire tranchante. Souple et facile à manipuler.

Description du produit :

**Le fil de suture est composé d'un monofilament non résorbable synthétique de Polyamide coloré en bleu, utilisé pour la fermeture des plaies superficielles.**

Recommandé pour la [suture des plaies cutanées](#) en microchirurgie, le **monofilament** B.Braun est en Polyamide 6/6.6 non enduit de **couleur bleue**. Ce fil en nylon est **non résorbable** mais cependant la suture se décompose légèrement au cours du temps pour perdre un peu de sa résistance avant ablation. Il n'est donc pas recommandé d'utiliser celui-ci pour recoudre les plaies avec un maintien à long terme.

Utilisation : fermeture cutanée, microchirurgie et ophtalmologie.

Souple et très bien toléré, celui-ci est surmonté d'une **aiguille triangulaire** (tranchante sur l'extérieur : 3/8 de cercle).

Sterilisé par irradiation Gamma, la combinaison fil et aiguille est conditionné en pochette, à l'unité.

Avantages du fil de suture :

- Souple, aisé à manipuler et nouer

- Bon passage intra-tissulaire
- Excellente histocompatibilité
- Faible effet mémoire

Vendu en **Boîte de 36 pochettes.**

Matériel médical CE.

Grosueur Déc.	Longueur du fil	Aiguille
2/0 (DÉC 3)	90 cm	19 mm
3/0 (DÉC 2)	90 cm	19 mm
4/0 (DÉC 1.5)	75 cm	16 mm
5/0 (DÉC 1)	60 cm	12 mm
6/0 (DÉC 0.7)	60 cm	12 mm