


Aiguille à suture Novosyn violet 3/0 - 19mm résorbable - la boîte

Référence 01516



Prix du produit :

188,70 € taxe inclu

Description brève du produit :

Tresse synthétique résorbable à moyen terme pour la suture des tissus mous et pour la ligature dans toutes spécialités chirurgicales. Vendu la boîte de 36 fils.

Description du produit :

Tresse synthétique résorbable à moyen terme pour toutes vos sutures.

Novosyn® est une tresse résorbable synthétique à base d'acide polyglycolique et d'acide L-Lactique dans la proportion 90/10, enduite, disponible en violet et en incolore.

Novosyn® est indiqué pour le rapprochement des tissus mous et pour la ligature dans toutes les spécialités chirurgicales où la pratique requiert l'utilisation de tresses résorbables à moyen terme.*

Suture chirurgicale résorbable 90/10 tressée et enduite.

Dimensions : 3/0 70 cm

Avantages de l'aiguille à suture Novosyn

Conserve 75% de sa résistance initiale après 14 jours

Résorption complète en 56 à 70 jours

Indications :

Chirurgie digestive

Gynécologie / obstétrique

Chirurgie ophtalmique

Urologie

Ligature

Microchirurgie

Caractéristiques :

Couleur : tresse violette

Composition chimique : Acide polyglycolique / acide L-lactique (90/10)

Enduction : Acide polyglycolique / acide L-lactique / Stéarate de calcium

Origine : Synthétique

Calibres : USP 8/0 - 2 (Déc. 0,4 - 5)

Résorption : Résorption par hydrolyse

Stérilisation : Oxyde d'Éthylène