


# Aiguille à suture Novosyn violet 3/0 - 19mm résorbable - la boîte

Référence 01516



**Prix du produit :**

**185,00 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Tresse synthétique résorbable à moyen terme pour la suture des tissus mous et pour la ligature dans toutes spécialités chirurgicales. Vendu la boîte de 36 fils.

**Description du produit :**

**Tresse synthétique résorbable à moyen terme pour toutes vos sutures.**

Novosyn® est une tresse résorbable synthétique à base d'acide polyglycolique et d'acide L-Lactique dans la proportion 90/10, enduite, disponible en violet et en incolore.

Novosyn® est indiqué pour le rapprochement des tissus mous et pour la ligature dans toutes les spécialités chirurgicales où la pratique requiert l'utilisation de tresses résorbables à moyen terme.\*

**Suture chirurgicale résorbable 90/10 tressée et enduite.**

Dimensions : 3/0 70 cm

**Avantages de l'aiguille à suture Novosyn**

Conserve 75% de sa résistance initiale après 14 jours

Résorption complète en 56 à 70 jours

**Indications :**

Chirurgie digestive

Gynécologie / obstétrique

Chirurgie ophtalmique

Urologie

Ligature

Microchirurgie

**Caractéristiques :**

Couleur : tresse violette

Composition chimique : Acide polyglycolique / acide L-lactique (90/10)

Enduction : Acide polyglycolique / acide L-lactique / Stéarate de calcium

Origine : Synthétique

Calibres : USP 8/0 - 2 (Déc. 0,4 - 5)

Résorption : Résorption par hydrolyse

Stérilisation : Oxyde d'Ethylène