

Flacons à urine - 40 ml

Référence 06581

Prix du produit :

14,99 € taxe inclu



Description brève du produit :

Flacons à urine pour test urinaires. Grande résistance, en polystyrène cristal.

Description du produit :

Flacon à urine 40 ml

- Flacon de 40 ml en polystyrène transparent cape à vis rouge stérile
- Collecte et transport d'échantillons liquides ou solides d'origine biologique
- Couleur du flacon : Transparent
- Hauteur 70 mm avec bouchon (+/- 1mm)
- Diamètre flacon corps 30 mm (+/- 0.5mm)
- Diamètre bouchon 36 mm max
- Niveau de stérilité : Stérile
- Emballage : Vrac
- Conditionnement : sachet de 100. **CE.**