

# Divan de pédiatrie 1 plan - VOG

Référence 0035VOG



**Prix du produit :**

**739,50 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Un divan d'examen pour les pédiatres.  
Dimensions ; L1000xl.670 x H. 800 mm

**Description du produit :**

## **Divan pédiatrie A 1 plan.**

Bâti époxy gris.

Équipé de 4 patins noirs.

Sellerie tendue avec bourrelets latéraux sur 3 côtés, épaisseur 50 mm.

1 plateau recouvert de PVC. Capot ABS blanc sous l'assise.

Poids supporté 120 kg.

Option : Tiroir coulissant.

L. 1000 x l. 670 x H. 800 mm

## **COLORIS :**

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN VOG](#)

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920





*Prix affiché avec éco-participation de 1,47 €.*

## **OPTIONS POUR CE DIVAN D'EXAMEN**

**FORFAIT MISE EN PLACE : LIVRAISON + DÉBALLAGE + REPRISE EMBALLAGE**