

Divan électrique Vog Roye 2 plans

Référence 0001VOG

Prix du produit :

1 682,10 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le divan d'examen électrique de Roye est idéal pour une installation en cabinet médical. Solide et pratique d'utilisation, il sera vous satisfaire et satisfaire votre patient.



Description du produit :

Le divan électrique de la gamme Roye, solide et pratique.

Le divan électrique Roye est réglable en hauteur. Il est robuste et peut supporter un poids allant jusqu'à 220kg. Pour plus de confort, vous pouvez régler l'appareil à l'aide d'une commande au pied. Ce divan ergonomique sera votre nouvel allié dans votre cabinet médical.

Caractéristiques :

- Table électrique de 490 à 960 mm.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Carter de protection au niveau du piètement.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
- Porte rouleau.
- Commande au pied.
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3.
- Moteur classe II.

Dimensions 2 plans 67 cm :

- H. tout: L. 2000 x l. 670 x H. 490/960 mm.
- Dossier: L. 600 x l. 670 mm.
- Assise: L. 1350 x l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Dimensions 2 plans 80 cm :

- H. tout: L. 2000 x l. 800 x H. 490/960 mm.
- Dossier: L. 600 x l. 800 mm.
- Assise: L. 1350 x l. 800 mm.
- Poids du divan: 90 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Options :

- Trou visage. (LUMIERE)
- Barrières rabattables. (2160/B)
- Roulettes escamotables Ø 80 mm (hauteur modifiée). (ROUL/ESCA)
- Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées, + 8 cm). (2160/R)
- Paire de douilles coulissantes pour étriers. (2106/12DE)
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane noir. (1991/2)
- Paire d'étriers inox. (1991/0)
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. (ROTULES/PU)
- Commande périphérique réglage en hauteur. (PERIPH)
- Dos électrique (commande manuelle). (DOS/ELEC)
- Batterie autonome. (Durée Max 24H après chargement / 50 cycles). (2050/90)
- Paire de douilles pour porte sérum. (3053/D)
- Tige porte sérum, 2 crochets simples. (2050/80)
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). (4160/1) - Protection PVC cristal transparent. (PROTEC)
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras. (2160/RAIL)
- Commande manuelle 2 touches (à la place de la commande au pied). (CDEMANCAIX)

Origine France garantie !

Couleurs :

56 couleurs disponibles.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN](#)

[VOG](#)

Divan 2 Plans 67 cm : prix affiché avec éco-participation de 10,16 €

Divan 2 Plans 80 cm : prix affiché avec éco-participation de 11,62 €