

Divan électrique Vog Roye 3 plans

Référence 0003VOG+04991



Prix du produit :

2 821,32 € taxe inclu

Description brève du produit :

La table d'examen royé de Vog à 3 plans est ergonomique grâce notamment à ses parties réglables pour assurer le bon confort du patient.

Description du produit :

Table d'examen Roye ergonomique et confortable.

La table d'examen royé à 3 plans est réglable en hauteur grâce notamment à sa commande au pied. Le dossier et la partie centrale sont réglables par vérin à gaz. L'assise est relevable et réglable manuellement.

Caractéristiques :

- Table électrique de 490 à 960 mm.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Carter de protection au niveau du piètement.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
- Partie centrale réglable par vérin à gaz, commande par câble manuelle (à gauche ou à droite, à préciser)
- Assise relevable, réglable manuellement.
- Cuvette inox.
- Porte rouleau (dossier et partie centrale).
- Commande au pied.
- Douilles coulissantes pour étriers.
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m³.

- Moteur classe II.

Dimensions 3 plans 67 cm :

- H. tout: L. 2000 x l. 670 x H. 490/960 mm.
- Dossier: L. 600 x l. 670 mm.
- Partie centrale: L. 850 x l. 670 mm.
- Assise: L. 440 x l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Dimensions 3 plans 80 cm :

- H. tout: L. 2000 x l. 800 x H. 490/960 mm.
- Dossier: L. 600 x l. 800 mm.
- Partie centrale: L. 850 x l. 800 mm.
- Assise: L. 440 x l. 800 mm.
- Poids du divan: 90 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Options :

- Trou visage. (LUMIERE)
- Barrières rabattables. (2160/B)
- Roulettes escamotables Ø 80 mm (hauteur modifiée). (ROUL/ESCA)
- Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées, + 8 cm). (2160/R)
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane noir. (1991/2)
- Paire d'étriers inox. (1991/0)
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. (ROTULES/PU)
- Commande périphérique réglage en hauteur. (PERIPH)
- Dos électrique (commande manuelle). (DOS/ELEC)
- Batterie autonome. (Durée Max 24H après chargement / 50 cycles). (2050/90)
- Paire de douilles pour porte sérum. (3053/D)
- Tige porte sérum, 2 crochets simples. (2050/80)
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). (4160/1) - Protection PVC cristal transparent. (PROTEC)
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras. (2160/RAIL)
- Commande manuelle 2 touches (à la place de la commande au pied). (CDEMANCAIX)

Origine France garantie !

Couleurs :

56 couleurs disponibles.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN
VOG](#)

Divan 3 Plans 67 cm : prix affiché avec éco-participation de 10,16 €

Divan 3 Plans 80 cm : prix affiché avec éco-participation de 11,62 €