

Divan électrique Vog Roye 3 plans

Référence 0003VOG+04991



Prix du produit :

2 766,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

La table d'examen roye de Vog à 3 plans est ergonomique grâce notamment à ses parties réglables pour assurer le bon confort du patient.

Description du produit:

Table d'examen Roye ergonomique et confortable.

La table d'examen roye à 3 plans est réglable en hauteur grâce notamment à sa commande au pied. Le dossier et la partie centrale sont réglables par vérin à gaz. L'assise est relevable et réglable manuellement.

<u>Caractéristiques</u>:

- Table électrique de 490 à 960 mm.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Carter de protection au niveau du piètement.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
- Partie centrale réglable par vérin à gaz, commande par câble manuelle (à gauche ou à droite, à préciser)
- Assise relevable, réglable manuellement.
- Cuvette inox.
- Porte rouleau (dossier et partie centrale).
- Commande au pied.
- Douilles coulissantes pour étriers.
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3.



- Moteur classe II.

Dimensions 3 plans 67 cm:

- H. tout: L. 2000 x I. 670 x H. 490/960 mm.
- Dossier: L. 600 x I. 670 mm.
- Partie centrale: L. 850 x I. 670 mm.
- Assise: L. 440 x l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Dimensions 3 plans 80 cm:

- H. tout: L. 2000 x I. 800 x H. 490/960 mm.
- Dossier: L. 600 x I. 800 mm.
- Partie centrale: L. 850 x I. 800 mm.
- Assise: L. 440 x I. 800 mm.
- Poids du divan: 90 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Options:

- Trou visage. (LUMIERE)
- Barrières rabattables. (2160/B)
- Roulettes escamotables Ø 80 mm (hauteur modifiée). (ROUL/ESCA)
- Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées, + 8 cm). (2160/R)
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane noir. (1991/2)
- Paire d'étriers inox. (1991/0)
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. (ROTULES/PU)
- Commande périphérique réglage en hauteur. (PERIPH)
- Dos électrique (commande manuelle). (DOS/ELEC)
- Batterie autonome. (Durée Max 24H après chargement / 50 cycles). (2050/90)
- Paire de douilles pour porte sérum. (3053/D)
- Tige porte sérum, 2 crochets simples. (2050/80)
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). (4160/1) Protection PVC cristal transparent. (PROTEC)
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras. (2160/RAIL)
- Commande manuelle 2 touches (à la place de la commande au pied). (CDEMANCAIX)

Origine France garantie!

Couleurs:



56 couleurs disponibles.

TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN VOG



DIABOLO CLUB M1 (Aspect Lisse et plastifié, valeur de référence dans le milieu médical)



GINKGO M1 (Aspect granuleux, incontournable best-seller de Cotting)



URBAN M1 (Aspect lisse et unie, cette gamme dynamique d'aspect mat présente un petit grain plat et lisse)







Divan 3 Plans 67 cm : prix affiché avec éco-participation de 10,16 €

Divan 3 Plans 80 cm : prix affiché avec éco-participation de 11,62 €