

# Divan électrique Vog Caix 3 plans

Référence 0005VOG

Prix du produit :

**2 789,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le divan électrique de Vog est simple d'utilisation et offre beaucoup d'options.



Description du produit :

## Divan d'examen Caix 3 plans pour plus d'options

### Caractéristiques :

- Table électrique de 560 à 960 mm.
- Déplacement vers l'arrière de 200 mm.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Carter de protection au niveau du piètement.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
- Porte rouleau.
- Commande au pied (dossier et partie centrale).
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3.
- Moteur classe II.

### Dimensions 2 plans 67 cm :

- H. tout: L. 2000 x l. 670 x H. 560/960 mm.

- Dossier: L. 600 x l. 670 mm.
- Assise: L. 1350 x l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

#### Dimensions 2 plans 80 cm :

- H. tout: L. 2000 x l. 800 x H. 560/960 mm.
- Dossier: L. 600 x l. 800 mm.
- Assise: L. 1350 x l. 800 mm.
- Poids du divan: 90 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

#### Options :

- Trou visage. (LUMIERE)
- Barrières rabattables. (2160/B)
- Roulettes escamotables Ø 80 mm. (ROUL/ESCA)
- Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées, + 8 cm). (2160/R)
- Paire de douilles coulissantes pour étriers. (2106/12DE)
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane noir. (1991/2)
- Paire d'étriers inox. (1991/0)
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. (ROTULES/PU)
- Commande périphérique réglage en hauteur. (PERIPH)
- Dos électrique (commande manuelle). (DOS/ELEC)
- Batterie autonome. (Durée Max 24H après chargement / 50 cycles). (2050/90)
- Paire de douilles pour porte sérum. (3053/D)
- Tige porte sérum, 2 crochets simples. (2050/80)
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). (4160/1) - Protection PVC cristal transparent. (PROTEC)
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras. (2160/RAIL)
- Commande manuelle 2 touches (à la place de la commande au pied). (CDEMANCAIX)

Origine France garantie !

#### *Couleurs :*

56 couleurs disponibles.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN VOG](#)





*Divan 3 Plans 67 cm : prix affiché avec éco-participation de 8,42 €*

*Divan 3 Plans 80 cm : prix affiché éco-participation de 9,14 €*