

Divan de pédiatrie électrique CAIX -VOG

Référence 0036VOG



Prix du produit :

1 889,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Divan d'examen électrique spécialement conçu pour l'examen médical en pédiatrie. Dimensions ; L1400xl.670 x H. 540/940 mm

Description du produit :

Divan électrique pour pédiatre.

Bâti époxy blanc.
Carter de protection au niveau du piètement.
Réglage en hauteur électrique.
Déplacement de 300 mm vers l'arrière.
Sellerie cousue épaisseur de 40 mm.
Commande au pied.
Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale). Porte-rouleau au pied.
Poids supporté 180 kg.
L. 1400 x H. 540/940 x l. 670 mm

COLORIS :

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN
VOG](#)

Prix affiché avec éco-participation de 8,42€.

OPTIONS POUR CE DIVAN D'EXAMEN

FORFAIT MISE EN PLACE : LIVRAISON + DÉBALLAGE + REPRISE EMBALLAGE