

# Divan électrique Vog Vimeu 3 plans

Référence 0007VOG



**Prix du produit :**

**3 222,18 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Découvrez le divan électrique de Vimeu, robuste et confortable, disposant de multiples fonctionnalités ! Vous pouvez le commander avec ou sans roulettes.

**Description du produit :**

## **Divan électrique 3 plans de Vimeu : un divan solide.**

Le divan électrique 3 plans peut supporter un poids allant jusqu'à 300kg. Le dossier et la partie centrale sont réglables par vérin à gaz. Il dispose d'un système proclive/déclive sur l'ensemble du divan (+15°/-15°).

Caractéristiques :

- Table à élévation électrique.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Sellerie plate (40 mm).
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Proclive/déclive sur l'ensemble du divan (+15°/-15°).
- Capot ABS blanc sous l'assise et dossier.
- Dossier réglable par vérin à gaz et proclive/déclive (+65°/-25°) (commande bilatérale).
- Partie centrale réglable par vérin à gaz, commande par câble (gauche ou droite, à préciser).
- Assise relevable, réglable manuellement.
- Cuvette inox 2 litres.
- Paire de douilles coulissantes pour étrières.
- Porte rouleau (dossier et partie centrale).
- Commande manuelle.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m<sup>3</sup>.

- Moteur classe II.

#### Dimensions 3 plans 67 cm:

- H. tout: L. 2000 × l. 670 × H. 510/810 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.
- Partie centrale : L. 850 × l. 670 mm.
- Assise: L. 450 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

#### Dimensions 3 plans 80 cm :

- H. tout: L. 2000 × l. 800 × H. 510/810 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 800 mm.
- Partie centrale : L. 850 × l. 800 mm.
- Assise: L. 450 × l. 800 mm.
- Poids du divan: 90 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

#### Options :

- Trou visage. (LUMIERE)
- Barrières rabattables. (2160/B)
- Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées, + 8 cm) (2160/R)
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane noir. (1991/2)
- Paire d'étriers inox. (1991/0)
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. (ROTULES/PU)
- Dos électrique. (DOS/ELEC)
- Batterie autonome. (Durée Max 24H après chargement / 50 cycles). (2050/90)
- Paire de douilles pour porte sérum. (3053/D)
- Tige porte sérum, 2 crochets simples. (2050/80)
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). (4160/1) - Protection PVC cristal transparent. (PROTEC) - Rail + douille coulissante (la paire) pour porte-sérum / appui-bras. (2160/RAIL) - Commande au pied 4 touches (à la place de la commande manuelle). (CDEPIEDVIMEU) - Echancre sur assise du divan. (ECHANC/3PLANS)

#### **Qualité française garantie !**

#### *Couleurs :*

56 couleurs disponibles.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN  
VOG](#)



*Divan 3 plans sellerie plate 67 cm avec et sans roulettes : prix affiché avec éco-participation de 8,42€*

*Divan 3 plans sellerie plate 80 cm avec et sans roulettes : prix affiché avec éco-participation de 9,14€*