


# Lancettes pour glucomètre Calla WELLION - 28G

Référence 06596



Prix du produit :

**2,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Lancettes pour lecteur de **glycémie** Calla WELLION 28G.

Description du produit :

## Lancettes diabète pour appareils Calla Wellion.

Les lancettes de sécurité Wellion sont utilisées pour un usage privé et surtout dans la vie médicale quotidienne (cabinets médicaux, hôpitaux, centres de soins, etc.), car la lancette elle-même est enfermée en toute sécurité dans le boîtier.

Une deuxième utilisation est impossible en raison du mécanisme de sécurité, de sorte que les utilisateurs et le personnel médical sont mieux protégés contre les blessures par piqûre d'aiguille.

- Taille de l'aiguille : 28G
- Profondeur de la rainure : 1,5 mm
- Volume de sang : jusqu'à 10 µl

Boîte de 50 lancettes 0,37 mm.

**CE.**

