

Thermomètre infrarouge Véroval® Fièvre Hartmann

Référence 06599



Prix du produit :

37,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Thermomètre frontal 2 en 1 : pour une prise de température auriculaire ou frontale simple et rapide.

Simplifiez la prise de température, avec son design ergonomique et moderne ainsi que son écran tactile simple à lire. Ce thermomètre facilitera la prise de température en douceur chez les bébés, jeunes enfants et adultes. Il vous permettra de suivre l'évolution de la température tout au long de la journée ou de la nuit grâce à ses relevés précis.

Description du produit :

Thermomètre infrarouge auriculaire et frontal pour une mesure précise et rapide de la température de l'enfant dès 6 mois ou de l'adulte.

Facile d'utilisation, ce thermomètre digital permet de s'adapter à la position du patient : oreille ou front.

Il donne le résultat instantanément (signal sonore à la fin de la mesure).

Sans couvrir la sonde, sans latex.

Équipé d'une mémoire pouvant enregistrer les 10 derniers résultats.

Garantie 3 ans

Caractéristiques techniques du [thermomètre frontal](#) et auriculaire :

- Affichage digital
- Ecran à cristaux liquides
- Plage de mesure mode auriculaire et frontal : 34°C – 43°C
- Durée de la mesure auriculaire : 1 seconde
- Durée de la mesure frontale : durée du processus de balayage soit 5 secondes environ

• Livré avec :

- une boîte de protection rigide
- 10 capuchons de protection à usage unique
- 2 piles AAA
- un mode d'emploi
- un certificat de garantie

Dispositif médical classe IIa

Emplacement de mesure

De?signation	Oreille / Front	Rectale	Orale / axil- laire
Tempe?rature trop basse	35,7	36,2	35,8

Température normale	35,8 – 36,9	36,3 – 37,4	35,9 – 37,0
Température élevée	37,0 – 37,5	37,5 – 38,0	37,1 – 37,5
Legère fièvre	37,6 – 38,0	38,1 – 38,5	37,6 – 38,0
Fièvre modérée	38,1 – 38,5	38,6 – 39,0	38,1 – 38,5
Fièvre élevée	38,6 – 39,4	39,1 – 39,9	38,6 – 39,5
Fièvre très élevée	39,5 – 42,0	40,0 – 42,5	39,6 – 42,0

[Découvrez les autres modèles de thermomètres frontaux.](#)

Comment bien prendre la température ?

<https://www.ameli.fr/ardecche/assure/sante/bons-gestes/soins/prendre-temperature>