

# Divan d'examen fixe Licata - VOG

Référence 0036VOG



**Prix du produit :**

**1 189,00 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Divan d'examen classique 2 plans. Confortable grâce à une sellerie de 50 mm d'épaisseur. Dossier réglable par vérin à gaz.

**Description du produit :**

## **Divan d'examen fixe 2 plans.**

Bâti en tube carré époxy blanc.  
Équipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.  
Sellerie tendue, épaisseur 50 mm.  
Dossier réglable par vérin à gaz.  
Dessous assise et dossier en capot abs blanc.  
Porte rouleau.  
Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.

**Disponible en 2 dimensions :**

### **Réf. 0037VOG : divan 2 plans 67 cm**

Hors tout: L. 2000 x l. 670 x H. 800 mm.  
Dossier: L. 650 x l. 670 mm.  
Assise: L. 1300 x l. 670 mm.  
Poids du divan: 40 kg.  
Poids supporté: 200 kg.  
Garantie: 3 ans hors sellerie.

**Réf. 0038VOG : divan 2 plans 80 cm**

Hors tout: L. 2000 × l. 800 × H. 800 mm.

Dossier: L. 650 × l. 800 mm.

Assise: L. 1300 × l. 800 mm.

Poids du divan: 50 kg.

Poids supporté: 200 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

**COLORIS :**

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN VOG](#)



*Prix affiché avec éco-participation de 1.75€ HT.*

## **OPTIONS POUR CE DIVAN D'EXAMEN**

**FORFAIT MISE EN PLACE : LIVRAISON + DÉBALLAGE + REPRISE EMBALLAGE**

### **Options disponibles sur devis :**

Jeu 4 roulettes (ø 100 mm à frein).

Trou visage dans dossier.

Barrières rabattables.

Paire de douilles coulissantes pour étrières.

Paire d'étriers INOX.

Paire d'étriers en mousse polyuréthane.

Paire d'étriers en PU avec système de rotules.

Douilles pour porte sérum (la paire).

Tige porte sérum 2 crochets simples.

Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm ou 800 mm).

Protection PVC cristal transparent.

Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras.

Sellerie anatomique – largeur 670 mm ou 800 mm.