

Divan d'examen Licata 3 plans - Vog

Référence 0039VOG



Prix du produit :

2 212,38 € taxe inclu

Description brève du produit :

Table d'examen fixe 3 plans disponible en 2 dimensions. Nombreuses options. Sellerie plate. Assise avec échancrure.

Description du produit :

Divan d'examen fixe 3 plans avec échancrure.

Bâti en tube carré époxy gris clair.
Équipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
Sellerie tendue, épaisseur 50 mm.
Dossier et partie centrale réglables par vérin à gaz.
Assise relevable réglable manuellement, avec échancrure.
Dessous assise et dossier en capot abs blanc.
Cuvette inox coulissante.
Paire de douilles coulissantes pour étrières.
Porte rouleau (dossier et partie centrale).
Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.

Disponible en 2 dimensions :

Réf. 0039VOG : divan 3 plans sellerie plate 67 cm

Hors tout: L. 2000 × l. 670 × H. 800 mm.

Dossier: L. 650 × l. 670 mm.

Partie centrale : L. 850 × l. 670 mm.

Assise: L. 450 × l. 670 mm.

Poids du divan: 40 kg.
Poids supporté: 200 kg.
Garantie: 3 ans hors sellerie.

Réf. 0040VOG : divan 3 plans sellerie plate 80 cm

Hors tout: L. 2000 × l. 800 × H. 800 mm.
Dossier: L. 650 × l. 800 mm.
Partie centrale : L. 850 × l. 800 mm.
Assise: L. 450 × l. 800 mm.
Poids du divan: 50 kg.
Poids supporté: 200 kg.
Garantie: 3 ans hors sellerie.

COLORIS :

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN
VOG](#)

Prix affiché avec éco-participation de 1.75€HT Réf.0039VOG et 2.10€ HT Réf.0040VOG.

OPTIONS POUR CE DIVAN D'EXAMEN

FORFAIT MISE EN PLACE : LIVRAISON + DÉBALLAGE + REPRISE EMBALLAGE

Options disponible sur devis :

Jeu 4 roulettes (ø 100 mm à frein).

Trou visage dans dossier.

Barrières rabattables.

Paire d'étriers INOX.

Paire d'étriers en mousse polyuréthane.

Paire d'étriers en PU avec système de rotules.

Douilles pour porte sérum (la paire).

Tige porte sérum 2 crochets simples.

Coussin semi-cylindrique largeur 700 mm (pour divan 800 mm).

Protection PVC cristal transparent.

Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras.