

# Divan Licata cardiologie 2 plans fixe - VOG

Référence 0041VOG



Prix du produit :

**1 467,78 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Divan d'examen spécial cardiologie équipé d'une découpe sur le haut de l'assise permettant les échographies. Garantie 3 ans hors sellerie.

Description du produit :

**Une table d'examen pour réaliser les échographies cardiaques.**

Bâti en tube carré époxy gris clair.

Équipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.

Sellerie tendue, épaisseur 50 mm.

Dossier réglable par vérin à gaz.

Dessous assise et dossier en capot abs blanc.

Porte rouleau.

Découpe sur le haut de l'assise permettant les échographies avec bouchon de fermeture amovible.

Mousse assise et dossier densité 38 kg/m<sup>3</sup>

**Disponible en 2 dimensions :**

**Réf. 0041VOG : divan 2 plans cardio sellerie plate 67 cm**

Hors tout: L. 2000 x l. 670 x H. 800 mm.

Dossier: L. 650 x l. 670 mm.

Assise: L. 1300 x l. 670 mm.

Poids du divan: 40 kg.

Poids supporté: 200 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

**Réf. 0042VOG : divan 2 plans cardio sellerie plate 80 cm**

Hors tout: L. 2000 × l. 800 × H. 800 mm.

Dossier: L. 650 × l. 800 mm.

Assise: L. 1300 × l. 800 mm.

Poids du divan: 50 kg.

Poids supporté: 200 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

***COLORIS :***

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN  
VOG](#)



*Prix affiché avec éco-participation de 1.75€ HT Réf.0041VOG et 2.10€ HT Réf.0042VOG.*

## **OPTIONS POUR CE DIVAN D'EXAMEN**

**FORFAIT MISE EN PLACE : LIVRAISON + DÉBALLAGE + REPRISE EMBALLAGE**

### **Options disponibles sur devis :**

Jeu 4 roulettes (ø 100 mm à frein).

Trou visage dans dossier.

Barrières rabattables.

Douilles pour porte sérum (la paire).

Tige porte sérum 2 crochets simples.

Coussin semi-cylindrique largeur 600 ou 700 mm.

Protection PVC cristal transparent.

Tablette pivotante.

Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras.