

Divan électrique Vog Dury

Référence 0043VOG

Prix du produit :

3 028,38 € taxe inclu

Description brève du produit :

Divan d'examen spécial [kinésithérapie](#) réglage en hauteur électrique. 2 jambières indépendantes réglables. Garantie 3 ans hors sellerie. Disponible en 2 dimensions.



Description du produit :

Table d'examen électrique 4 plans pour kinésithérapie.

Table électrique de 510 à 910 mm.

Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.

Carter de protection au niveau du piètement.

Équipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.

Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.

2 jambières indépendantes réglables par vérin à gaz (+90°/-25°).

Dossier réglable par vérin à gaz.

Porte rouleau.

Commande au pied.

Mousse assise et dossier densité 38 kg/m³.

Moteur classe II.

Disponible en 2 dimensions :

Réf. 0043VOG : divan Dury 4 plans sellerie plate 67 cm

H. tout: L. 2000 × l. 670 × H. 560/960 mm.

Dossier: L. 660 × l. 670 mm.

Assise: L. 400 × l. 670 mm.

Jambière (unité): L. 880 x l. 335 mm.

Poids du divan: 80 kg.

Poids supporté: 220 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

Réf. 0044VOG : divan Dury 4 plans sellerie plate 80 cm

H. tout: L. 2000 x l. 800 x H. 560/960 mm.

Dossier: L. 660 x l. 800 mm.

Assise: L. 400 x l. 800 mm.

Jambière (unité): L. 880 x l. 400 mm.

Poids du divan: 90 kg.

Poids supporté: 220 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

COLORIS :

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN VOG](#)

Prix affiché avec éco-participation de 1.75€ HT Réf.0041VOG et 2.10€ HT Réf.0042VOG.

OPTIONS POUR CE DIVAN D'EXAMEN

FORFAIT MISE EN PLACE : LIVRAISON + DÉBALLAGE + REPRISE EMBALLAGE

Options disponibles sur devis :

Trou visage.

Roulettes escamotables Ø 80 mm.

Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées, + 8 cm).

Commande périphérique réglage en hauteur.

Dos électrique (commande manuelle).

Motorisation jambière.

Assise relevable.

Batterie autonome. (Durée Max 24H après chargement / 50 cycles).

Coussin semi-cylindrique largeur 600 ou 700 mm.

Commande manuelle 2 touches (à la place de la commande au pied).