

Divan électrique Vog Dury

Référence 0043VOG



Prix du produit :

2 969,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Divan d'examen spécial <u>kinésithérapie</u> réglage en hauteur électrique. 2 jambières indépendantes réglables. Garantie 3 ans hors sellerie. Disponible en 2 dimensions.

Description du produit:

Table d'examen électrique 4 plans pour kinésithérapie.

Table électrique de 510 à 910 mm.

Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.

Carter de protection au niveau du piètement.

Équipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.

Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.

2 jambières indépendantes réglables par vérin à gaz (+90°/-25°).

Dossier réglable par vérin à gaz.

Porte rouleau.

Commande au pied.

Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.

Moteur classe II.

Disponible en 2 dimensions :

Réf. 0043VOG: divan Dury 4 plans sellerie plate 67 cm

H. tout: L. 2000 × I. 670 × H. 560/960 mm.

Dossier: L. $660 \times I$. 670 mm. Assise: L. $400 \times I$. 670 mm.



Jambière (unité): L. 880 x l. 335 mm.

Poids du divan: 80 kg. Poids supporté: 220 kg. Garantie: 3 ans hors sellerie.

Réf. 0044VOG : divan Dury 4 plans sellerie plate 80 cm

H. tout: L. $2000 \times I$. $800 \times H$. 560/960 mm.

Dossier: L. $660 \times I$. 800 mm. Assise: L. $400 \times I$. 800 mm.

Jambière (unité): L. 880 x l. 400 mm.

Poids du divan: 90 kg. Poids supporté: 220 kg. Garantie: 3 ans hors sellerie.

COLORIS:

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN VOG



DIABOLO CLUB M1 (Aspect Lisse et plastifié, valeur de référence dans le milieu médical)



GINKGO M1 (Aspect granuleux, incontournable best-seller de Cotting)



URBAN M1 (Aspect lisse et unie, cette gamme dynamique d'aspect mat présente un petit grain plat et lisse)







Prix affiché avec éco-participation de 1.75€HT Réf.0041VOG et 2.10€ HTRéf.0042VOG.

OPTIONS POUR CE DIVAN D'EXAMEN

FORFAIT MISE EN PLACE: LIVRAISON + DÉBALLAGE + REPRISE EMBALLAGE

Options disponibles sur devis :

Trou visage.

Roulettes escamotables Ø 80 mm.

Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées, + 8 cm).

Commande périphérique réglage en hauteur.

Dos électrique (commande manuelle).

Motorisation jambière.

Assise relevable.

Batterie autonome. (Durée Max 24H après chargement / 50 cycles).

Coussin semi-cylindrique largeur 600 ou 700 mm.

Commande manuelle 2 touches (à la place de la commande au pied).