

# Divan d'examen fixe pour kinésithérapie

Référence 0045VOG

Prix du produit :

**1 278,95 € taxe inclu**



Description brève du produit :

Divan d'examen spécial [kinésithérapie](#) hauteur fixe 500 mm. Garantie 3 ans hors sellerie. Disponible en 2 dimensions.

Description du produit :

## Table d'examen fixe pour kinésithérapie.

Table à hauteur fixe de 500 mm.  
Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.  
Équipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.  
Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.  
Mousse assise densité 28 kg/m<sup>3</sup>

Disponible en 2 dimensions :

**Réf. 0044VOG : divan bobath 120 cm**

Hors tt: L. 2000 x l. 1200 x H. 500 mm.

Poids du divan: 60 kg.

Poids supporté: 200 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

**Réf. 0045VOG : divan bobath 200 cm**

Table à hauteur fixe de 500 mm.  
Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.  
Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.  
2 plateaux de 1000 sur 2000 mm.  
Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.  
Mousse assise densité 28 kg/m3.

**COLORIS :**

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN  
VOG](#)



*Prix affiché avec éco-participation de 2.52€ HT Réf.0045VOG et 3,78€ HT Réf.0046VOG.*

## **OPTIONS POUR CE DIVAN D'EXAMEN**

**FORFAIT MISE EN PLACE : LIVRAISON + DÉBALLAGE + REPRISE EMBALLAGE**

### **Options disponibles sur devis :**

Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein).  
Dossier réglable par vérin à gaz.