

# Fauteuil d'examen gynécologique avec dossier réglable

Référence 0050VOG



**Prix du produit :**

**4 579,00 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Fauteuil gynécologique électrique avec roulettes à freins. Garantie 3 ans hors sellerie.

**Description du produit :**

**Fauteuil d'examen électrique pour gynécologie.**

**Idéal pour les sage-femmes et les gynécologues.**

Fauteuil en 3 parties.

Procline/décline.

Hauteur variable avec 2 colonnes électriques de 640 à 1040 mm.

Sellerie plate.

Jambière réglable par vérin à gaz.

Repose tête réglable en hauteur.

Equipée d'une paire de douilles pour étriers (inclus paire de soutien jambe en mousse de PU ou étriers en inox).

Cuvette inox.

Commande manuelle.

Porte rouleau.

Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3.

Moteur classe II.

## **Fauteuil d'examen avec dossier réglable par vérin à gaz**

### **Réf. 0050VOG : fauteuil gynécologique "Le Quesnoy" avec roulettes à frein**

Moteurs pour élévation de l'assise et position de Trendelenburg (dossier réglable par vérin à gaz).

H. tout: L. 1750 x l. 800 x H. 640/1040 mm.

Dossier: L. 720 x l. 600 mm.

Assise: L. 450 x l. 600 mm.

Jambière: L. 280 x 600 mm.

Poids du divan: 90 kg.

Poids supporté: 300 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

### **COLORIS :**

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[\*\*TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN VOG\*\*](#)

**DIABOLO CLUB M1** (Aspect Lisse et plastifié, valeur de référence dans le milieu médical)



**GINKGO M1** (Aspect granuleux, incontournable best-seller de Cotting)



**URBAN M1** (Aspect lisse et unie, cette gamme dynamique d'aspect mat présente un petit grain plat et lisse)



*Prix affiché avec éco-participation de 10.89 € HT*

## **OPTIONS POUR CE DIVAN D'EXAMEN**

**FORFAIT MISE EN PLACE : LIVRAISON + DÉBALLAGE + REPRISE EMBALLAGE**

### **Options disponibles sur devis :**

Paire d'étriers en PU avec système de rotules.

Protection PVC cristal transparent.

Support porte-sérum 2 crochets simples.

Echancrure sur assise du divan.