

# Fauteuil d'examen ORL Corbie

Référence 0052VOG



**Prix du produit :**

**3 697,50 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Fauteuil d'examen pour ORL réglable en hauteur par pompe hydraulique ou colonne électrique.

Garantie 3 ans hors sellerie.

**Description du produit :**

## **Fauteuil de consultation ORL**

Fauteuil de consultation en 3 parties.

Pompe hydraulique tournant blocable, hauteur de 620 à 770 mm.

Dossier et jambièrre synchrones et réglables par vérin à gaz.

Accoudoirs escamotables. - Appui-tête en mousse de PU noir incurvé.

Repose pied réglable et synchrone avec le mouvement de la jambièrre.

Mousse densité 38 kg/m<sup>3</sup>.

**4 modèles disponibles :**

**Réf. 0052VOG : fauteuil corbie hydraulique socle rond (Ø 660 mm)**

**Réf. 0053VOG : fauteuil corbie hydraulique socle trapèze**

**Réf. 0054VOG : fauteuil corbie électrique socle rond (Ø 660 mm) sans système rotatif**

**Réf. 0055VOG : fauteuil corbie électrique socle trapèze sans système rotatif**

**Dimensions du fauteuil de consultation**

Hors tout: L. 1470 x l. 600 x H. 620/770 mm.

Dossier: L. 660 x l. 540 mm.

Assise: L. 460 x l. 540 mm.

Jambière: L. 320 x l. 540 mm.

Poids du divan: 60 kg.

Poids supporté: 120 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

**COLORIS :**

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN VOG](#)



*Prix affiché avec éco-participation de 10.89 € HT*

## **OPTIONS POUR CE DIVAN D'EXAMEN**

**FORFAIT MISE EN PLACE : LIVRAISON + DÉBALLAGE + REPRISE EMBALLAGE**

### **Options disponibles sur devis :**

Tête réglable et orientable oreillette (Ø 9 cm).

Tête réglable en hauteur et profondeur (Long.20/Haut.14).