

# Fauteuil de consultation ORL CCA

Référence 0056VOG



**Prix du produit :**

**4 376,99 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Fauteuil réglable pour les consultations ORL.  
Réglage de la hauteur : électrique ou hydraulique.

Garantie 3 ans hors sellerie.

**Description du produit :**

## Fauteuil d'examen ORL

Fauteuil de consultation en 4 parties.

Hauteur variable avec 1 colonne électrique de 600 à 800 mm (sans système de rotation)

Sellerie tendue, épaisseur 60 mm.

Synchronisation du Dossier (-5° à + 85°), de la jambière (0° à + 80°) et du repose-pied par vérin à gaz.

Accoudoirs escamotables.

Protection cristal transparent au niveau de la jambière.

Commande au pied.

Mousse densité 38 kg/m<sup>3</sup>.

Moteur classe II.

**4 modèles disponibles :**

**Réf. 0056VOG : fauteuil CCA hauteur électrique socle trapèze - SANS SYSTÈME ROTATIF**

Sur socle trapèze recouvert de pvc identique à la garniture du fauteuil.

H. tout: L. 1810 x l. 810 x H. 600/800 mm.

Dossier: H. 650 x l. 400 mm.

Assise: P. 470 x l. 450 mm.

Jambière: H. 230 x l. 370 mm.

Tête: H. 165 x l. 200 mm.

Poids du divan: 60 kg.

Poids supporté: 220 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

#### **Options disponibles sur devis :**

Motorisation électrique dossier/jambière.

Système rotatif (hauteur augmentée de 10 cm).

Tête réglable et orientable oreillette (Ø 9 cm).

Tête réglable en hauteur et profondeur (Long.20/Haut.14).

#### **Réf. 0057VOG : fauteuil CCA hauteur électrique - Piètement 4 roulettes à frein - - SANS SYSTÈME ROTATIF**

Sur piètement avec 4 roulettes à frein Ø 100 mm.

H. tout: L. 1810 x l. 810 x H. 600/800 mm.

Dossier: H. 650 x l. 400 mm.

Assise: P. 470 x l. 450 mm.

Jambière: H. 230 x l. 370 mm.

Tête: H. 165 x l. 200 mm.

Poids du divan: 60 kg.

Poids supporté: 220 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

#### **Options disponibles sur devis :**

Motorisation électrique dossier/jambière.

Système rotatif (hauteur augmentée de 10 cm).

Tête réglable et orientable oreillette (Ø 9 cm).

Tête réglable en hauteur et profondeur (Long.20/Haut.14).

#### **Réf. 0058VOG : fauteuil CCA hauteur hydraulique socle rond (Ø 660 mm)**

Sur socle rond chromé

Commande au pied pour la pompe hydraulique.

H. tout: L. 1810 x l. 810 x H. 620/770 mm.

Dossier: H. 650 x l. 400 mm.

Assise: P. 470 x l. 450 mm.

Jambière: H. 230 x l. 370 mm.

Tête: H. 165 x l. 200 mm.

Poids du divan: 60 kg.

Poids supporté: 120 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

**Options disponibles sur devis :**

Tête réglable et orientable oreillette (Ø 9 cm). (603/0)

Tête réglable en hauteur et profondeur (Long.20/Haut.14). (693/0)

**Réf. 0059VOG : fauteuil CCA hauteur hydraulique socle trapèze**

Sur piètement avec 4 roulettes à frein Ø 100 mm

H. tout: L. 1810 x l. 810 x H. 620/770 mm.

Dossier: H. 650 x l. 400 mm.

Assise: P. 470 x l. 450 mm.

Jambière: H. 230 x l. 370 mm.

Tête: H. 165 x l. 200 mm.

Poids du divan: 60 kg.

Poids supporté: 120 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

**Options disponibles sur devis :**

Tête réglable et orientable oreillette (Ø 9 cm). (603/0)

Tête réglable en hauteur et profondeur (Long.20/Haut.14). (693/0)

**COLORIS :**

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

---

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN  
VOG](#)



*Prix affiché avec éco-participation de 9.08 € HT pour réf 0056VOG et 0057VOG et 5.25 pour réf. 0058VOG et 0059VOG*

## **OPTIONS POUR CE DIVAN D'EXAMEN**

**FORFAIT MISE EN PLACE : LIVRAISON + DÉBALLAGE + REPRISE EMBALLAGE**