

Fauteuil d'examen EEG

Référence 0060VOG



Prix du produit :

3 484,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Fauteuil d'examen médical conçu pour les EEG (Examen Electro Encéphalographie) Disponible en version électrique ou hydraulique.

Garantie 3 ans hors sellerie.

Description du produit :

Fauteuil de consultation EEG (Examen Electro Encéphalo Gramme)

Fauteuil de consultation en 3 parties.

Sur piètement X avec 4 roulettes Ø 100 mm à frein.

Dossier et jambièrre synchrones et réglables par vérin à gaz.

Têteière réglable en hauteur et profondeur.

2 appui-bras en revêtement PVC pivotants, articulés, réglables en hauteur.

Mousse densité 38 kg/m3.

2 modèles disponibles :

Réf. 0060VOG : fauteuil examen EEG avec pompe hydraulique

Sur pompe hydraulique, hauteur de 620 à 770 mm.

Hors tout: L. 1550 x l. 850 x H. 620/770 mm.

Dossier: L. 560 x l. 540 mm.

Assise: L. 480 x l. 540 mm.

Jambière: L. 300 x l. 540 mm.

Poids du divan: 60 kg.

Poids supporté: 120 kg.

Options disponibles sur devis :

Paire d'accoudoirs en PVC avec système de rotules.

Réf. 0061VOG : fauteuil examen EEG avec pompe électrique - SANS SYSTÈME ROTATIF

Sur colonne électrique, hauteur de 520 à 720 mm.

Hors tout: L. 1550 x l. 850 x H. 520/720 mm.

Dossier: L. 560 x l. 540 mm.

Assise: L. 480 x l. 540 mm.

Jambière: L. 300 x l. 540 mm.

Poids du divan: 60 kg.

Poids supporté: 220 kg.

Options disponibles sur devis :

Paire d'accoudoirs en PVC avec système de rotules.

Système rotatif (hauteur augmentée de 10 cm).

Garantie :

Garantie: 3 ans hors sellerie.

COLORIS :

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[**TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN VOG**](#)

Prix affiché avec éco-participation de 5,60 € HT

OPTIONS MISE EN PLACE

FORFAIT MISE EN PLACE : LIVRAISON + DÉBALLAGE + REPRISE EMBALLAGE