

Fauteuil médical de prélèvement

Référence 0062VOG



Prix du produit :

3 652,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Fauteuil de prélèvement électrique idéal pour les prélèvements sanguins. Hauteur réglable de 520 à 720 mm. Commande au pied.

Garantie 3 ans hors sellerie.

Description du produit :

Fauteuil pour prélèvements sanguins.

Hauteur réglable de 520 à 720 mm, commande au pied.

Piètement époxy blanc avec 4 roulettes Ø 100 mm à frein.

Sellerie tendue, épaisseur 60 mm.

Coque abs à l'arrière du dossier, assise et jambière.

Dossier et jambière réglables par vérin à gaz (indépendants).

Tête réglable en hauteur.

2 gouttières en polyuréthane noir, réglables en hauteur et inclinables avec butée de blocage

Dimensions du fauteuil :

Hors tout: L. 1810 × l. 810 × H. 520/720 mm.

Poids du divan: 90 kg.

Poids supporté: 220 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

Options disponibles sur devis :

Tige porte sérum.
Douille porte sérum.
Paire d'accoudoirs en PU avec système de rotules.
Porte rouleau.
Tablette à manger.

Garantie :

Garantie: 3 ans hors sellerie.

COLORIS :

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN
VOG](#)

Prix affiché avec éco-participation de 7,62 € HT

OPTIONS MISE EN PLACE

FORFAIT MISE EN PLACE : LIVRAISON + DÉBALLAGE + REPRISE EMBALLAGE