

Divan électrique Vog Licata 2 plans

Référence 0018VOG



Prix du produit :

3 592,58 € taxe inclu

Description brève du produit :

Divan 2 plans électrique Licata et son assise proclive/déclive.

Description du produit :

Divan d'examen électrique Licata avec son assise proclive et déclive

Ce divan vous permet d'adapter la position de l'assise en fonction du type d'examen mené sur le patient.

Caractéristiques :

- Réglable en hauteur de 560 à 960 mm avec proclive/déclive +20°/-20°.
- Bâti en tube carré époxy.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie tendue, avec bourrelets latéraux épaisseur 50 mm.
- Dossier proclive/déclive (+75°/-15°) réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
- Dessous assise et dossier en capot abs blanc.
- Porte rouleau.
- Commande manuelle.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m³.
- Moteur classe II.

Dimensions 67 cm:

- Hors tout: L. 2000 × l. 670 × H. 540/940 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.

- Assise: L. 1300 x l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Dimensions 80 cm :

- Hors tout: L. 2000 x l. 800 x H. 540/940 mm.
- Dossier: L. 650 x l. 800 mm.
- Assise: L. 1300 x l. 800 mm.
- Poids du divan: 90 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Options :

- Jeu 4 roulettes (ø 80 mm) avec blocage centralisé (H. max/mini modifiées / + 8 cm). (2170/R)
- Jeu 4 roulettes (ø 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées / + 8 cm). (2160/R)
- Trou visage dans dossier. (LUMIÈRE)
- Barrières rabattables. (2160/B)
- Paire de douilles coulissantes pour étriers. (2106/12DE)
- Paire d'étriers INOX. (1991/0)
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane. (1991/2)
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. (ROTULES/PU)
- Douilles pour porte sérum (la paire). (3053/D)
- Tige porte sérum 2 crochets simples. (2050/80)
- Dossier électrique (commande manuelle). (DOS/ELECM)
- Dossier électrique (commande aux pieds). (DOS/ELECP)
- Batterie autonome. (Durée Max 24H après chargement / 50 cycles). (2050/90)
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). (4160/1)
- Protection PVC cristal transparent. (PROTEC)
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras. (2160/RAIL)
- Commande au pied 4 touches (à la place de la commande manuelle). (CDEPIEDLICATA)
- Sellerie anatomique – largeur 670 mm. (SELLANA/67)

Origine France garantie !

Couleurs :

56 couleurs disponibles.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN
VOG](#)

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920



*Divan 2 plans proclive/déclive bourrelets 67 cm / 2 plans sellerie plate proclive/déclive 67 cm :
prix affiché avec eco-participation de 11,62€*

*Divan 2 plans proclive/déclive bourrelets 80 cm / 2 plans sellerie plate proclive/déclive 80 cm :
prix affiché avec eco-participation de 12,35€*