

Fauteuil de prélèvement avec inclinaison synchrone ou indépendante

Référence 0065VOG



Prix du produit :

2 558,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Fauteuil médical hydraulique pour la prise de sang ou pour les prélèvements et analyses.

Disponible en 2 modèle : inclinaison synchrone ou indépendante.

Description du produit :

Fauteuil de prélèvement à réglage hydraulique

À utiliser pour les simples prise de sang ou bien pour des prélèvements plus complexes, aussi bien en laboratoire d'analyses médicales, en cabinet ou à l'hôpital, ce fauteuil s'adapte à toutes les situations de par ses réglages et son ergonomie.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

Dimensions :

Dossier: L. 630 x l. 500 mm.

Assise: L. 380 x l. 500 mm.

Jambière: L. 480 x l. 500 mm.

Hors tout: L. 1890 x l. 800 x H. 620/770 mm.

Poids du fauteuil: 50 kg.

Poids supporté: 120 kg.

2 modèles disponibles :

Réf. 065VOG - Fauteuil de prélèvement avec mouvements synchrones

Sur pompe hydraulique tournant blocable.

Hauteur de 620 à 770 mm.

Sur socle rond Ø 660 mm.

Structure bâti époxy chromé en tube rectangulaire.

Sellerie cousue, épaisseur 100 mm.

Dossier inclinable et synchrone avec jambière par vérin à gaz.

Tête réglable en hauteur (course de 180 mm) et en profondeur (course de 100 mm).

Appui-bras en pvc, forme gouttière, réglables en hauteur et inclinables.

Dossier décline à 8°.

Réf. 066VOG - Fauteuil de prélèvement avec mouvements indépendants

Sur pompe hydraulique tournant blocable.

Hauteur de 620 à 770 mm.

Sur socle rond Ø 660 mm.

Structure bâti époxy chromé en tube rectangulaire.

Sellerie cousue, épaisseur 100 mm.

Dossier et jambière réglables par vérin à gaz (indépendants).

Tête réglable en hauteur (course de 180 mm) et en profondeur (course de 100 mm).

Appui-bras en pvc, forme gouttière, réglables en hauteur et inclinables.

Dossier décline à 8°.

Options disponibles sur devis :

Tige porte sérum.

Douille porte sérum.

Paire d'accoudoirs en PU avec système de rotules.

Porte rouleau.

Tablette à manger.

Garantie de 3 ans hors sellerie. Fabrication française.

COLORIS :

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN
VOG](#)

Prix affiché avec éco-participation de 1,89 € HT