

SET DE RETRAIT D'IMPLANTS STÉRILE USAGE UNIQUE MEDICLINIC - boîte de 5 sets

Référence 06606



Prix du produit :

11,72 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le set de retrait d'implants **Mediclinic** propose une solution **Stérile** et à usage unique pour préparer l'acte avec un matériel déjà réuni. Présenté en **boîte de 5 sets**, il intègre **10 composants** sous conditionnement prêt à ouvrir.

Stérile • CE • Usage unique • Boîte de 5 sets

Description du produit :

SET DE RETRAIT D'IMPLANTS STÉRILE USAGE UNIQUE MEDICLINIC - boîte de 5 sets
SET DE RETRAIT D'IMPLANTS STÉRILE USAGE UNIQUE MEDICLINIC - boîte de 5 sets
Set de retrait d'implants Mediclinic, stérile pour acte préparé

Ce set de retrait d'implants **Mediclinic** est proposé en version **Stérile** et à **usage unique**, en **boîte de 5 sets**. Il rassemble dans un seul conditionnement les accessoires nécessaires pour disposer rapidement d'un ensemble prêt à l'emploi.

Chaque unité est présentée sous blister rigide stérile et comporte **10 composants**. Cette organisation simplifie la mise en place du matériel et contribue à une préparation plus fluide avant le soin.

Le set convient aux actes programmés nécessitant un contenu cohérent immédiatement disponible. Idéal pour cabinets médicaux, centres de soins, services hospitaliers, cabinets de chirurgie et infirmiers intervenant en assistance de soins.

Points forts

- **Stérile** : stérilisé à l'oxyde d'éthylène, le set est prêt à être utilisé dès l'ouverture du blister.
- **Usage unique** : ce format s'intègre aux organisations utilisant des consommables jetables et évite toute réutilisation du contenu.
- **Ensemble de 10 composants** : les éléments inclus répondent aux besoins courants autour du retrait d'implant et du soin local.
- **Blister rigide** : le conditionnement protège le matériel et permet une ouverture pratique au moment de la préparation.
- **Préparation facilitée** : tout le nécessaire est regroupé, ce qui évite de chercher les accessoires séparément avant l'acte.
- **Boîte de 5 sets** : un conditionnement adapté aux structures réalisant régulièrement ce type de prise en charge.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Set de retrait d'implants

Marque : MEDICLINIC

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Conditionnement : Boîte de 5 sets

Emballage : Sous blister rigide stérile

Composition : 2 compresses non tissé 7,5 x 7,5 cm, 1 champ de soin fenêtré 50 x 60 cm, 1 seringue 3 ml, 1 aiguille 25G orange, 1 bistouri n°11, 1 bande adhésive cutanée 15 x 2,5 cm, 1 bande de contention 3 m x 5 cm, 1 bande de suture cutanée 1,2 x 10 cm

Nombre de composants : 10

Conservation : À l'abri de l'humidité

Précaution : Ne pas re-stériliser

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

La boîte renferme 5 sets de retrait d'implants. Dans chaque blister rigide stérile, vous trouverez 2

compresse non tissée 7,5 x 7,5 cm, 1 champ de soin fenêtré 50 x 60 cm, 1 seringue 3 ml, 1 aiguille 25G orange, 1 bistouri n°11, 1 bande adhésive cutanée 15 x 2,5 cm, 1 bande de contention 3 m x 5 cm et 1 bande de suture cutanée 1,2 x 10 cm.

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour compléter la préparation, les gants stériles s'utilisent avec le matériel du set. Après l'acte, les pansements stériles permettent de couvrir la zone concernée. La préparation cutanée peut aussi s'appuyer sur l'alcool médical selon les habitudes du protocole.