

Set de retrait implant sous cutané- Boite de 5

Référence 06606

Prix du produit :

11,49 € taxe inclu



Description brève du produit :

Kit de retrait d'implant contraceptif sous cutané.
Boite de 5 sets.

Description du produit :

Set de retrait d'implant gynécologique sous cutané :

Le kit comprend :

2 compresses en non tissé 7,5 x 7,5cm

1 champ 50 X 60 cm troué avec adhésif

1 seringue 3 mL

1 aiguille orange

1 bistouri N°1

1 bande extensible 3 m x 5 cm

1 blister rigide

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Dispositifs médicaux classe I stériles à usage unique.

Péremption : 5 ans après la date de fabrication

Boite de 5 sets. CE.

Utilisation du kit de retrait d'implants contraceptifs.

Soin de l'incision créée lors du retrait de l'implant

Consultez également notre gamme de [spéculums vaginaux](#)