

# TEST INFECTIONS VAGINALES DIGITAL EXACTO BIOSYNEX - autotest pH vaginal

Référence 06612

Prix du produit :

**7,13 € taxe inclu**



Description brève du produit :

Le **test infections vaginales digital Exacto BIOSYNEX** permet une **mesure rapide** du pH vaginal avec affichage digital et lecture colorimétrique. Il fournit un résultat instantané pour situer plus facilement une valeur normale ou supérieure à **4,4** en cas d'inconfort intime.

Lecture Digitale • Résultat Instantané • Sensibilité 100% • Spécificité 96,9%

Description du produit :

Test infections vaginales digital Exacto, repère rapide du pH

Ce test d'hygiène intime est conçu pour contrôler le pH vaginal lorsqu'apparaissent gêne, sensations de brûlure ou pertes inhabituelles. Le **test infections vaginales digital Exacto BIOSYNEX** donne une indication immédiate grâce à une lecture digitale associée à un repère colorimétrique.

La lecture s'effectue autour d'une valeur de référence fixée à **4,4**. Un pH situé entre **3,8 et 4,4** correspond à la plage normale, alors qu'une valeur au-delà de ce seuil peut traduire un déséquilibre de la flore vaginale.

Ce dispositif peut servir d'appui d'information avant une consultation ou dans un contexte de suivi. Idéal pour sages-femmes, cabinets de gynécologie, médecins généralistes, pharmacies et infirmiers libéraux.

## Points forts

- **Mesure ciblée du pH vaginal** : apporte une information rapide pour mieux apprécier une situation d'inconfort intime et préparer l'orientation à donner.
- **Double lecture digitale et colorimétrique** : facilite l'interprétation du résultat, aussi bien en autotest qu'en accompagnement au comptoir.
- **Résultat instantané** : la réponse est disponible sans délai, ce qui permet une lecture immédiate au moment du test.
- **Seuil de référence à 4,4** : ce repère aide à distinguer une plage normale d'une valeur plus élevée lors de l'interprétation.
- **Données de performance indiquées** : sensibilité de **100%** et spécificité de **96,9%** selon les informations produit.

## Caractéristiques techniques

**Marque** : BIOSYNEX

**Type de produit** : Autotest d'infections vaginales digital

**Gamme** : Exacto

**Fonction** : Mesure du pH vaginal

**Lecture** : Système digital et colorimétrique

**Résultat** : Instantané

**Plage de référence** : pH normal entre 3,8 et 4,4

**Seuil d'interprétation** : pH supérieur à 4,4

**Sensibilité** : 100%

**Spécificité** : 96,9%

**Utilisation** : Autotest

**Marque fabricant** : BIOSYNEX

## Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le matériel d'examen ou de manipulation, les gants stériles apportent une solution adaptée. En cabinet, les gels lubrifiants et les spéculum à usage unique peuvent aussi accompagner les gestes d'observation.