

Test infections vaginales digital Exacto BioSynex

Référence 06612

Prix du produit :

6,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Exacto infections vaginales permet de différencier mycose et vaginose. Facile d'utilisation : prélèvement vaginal par simple contact. Résultat immédiat et facile à interpréter.



Description du produit :

Un test pour déceler les infections vaginales et les mycoses.

Près d'une femme sur 6 souffrira, au cours de sa vie, d'une infection vaginale bactérienne. Celle-ci se manifeste par des symptômes gênants comme des démangeaisons, brûlures, pertes abondantes, odeurs.

Les symptômes étant proches de ceux de la mycose, il y a souvent confusion sur les causes parmi les femmes.

Facile d'utilisation

Prélèvement vaginal par simple contact

- Résultat facile à interpréter : 1 seul paramètre, code couleur simple
- Résultat immédiat

Avec les symptômes :

- si le pH est supérieur à 4.4, il s'agit d'une infection vaginale (en cas de grossesse, la rupture de la poche des eaux est également possible) à traiter après consultation médicale.
- si le pH est inférieur à 4.4, il s'agit d'une mycose, votre pharmacien peut vous proposer des traitements adéquats





Efficacité éprouvée :

- Permet d'orienter vers le bon traitement : antibiotique ou antifongique
En cas de vaginose à répétition, permet un suivi entre deux visites médicales

Boîte de 3 tests

CE.



- 1 
- 2  1 à 3 cm
- 3  Pressez contre la paroi environ 10 secondes.
- 4  Retirez prudemment l'applicateur et comparez la zone colorée à l'échelle de couleur imprimée sur la pochette.

