

# Aiguille à suture soie noire non résorbable enduite de cire naturelle

Référence 06632



Prix du produit :

**95,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Pour chirurgie générale. Tresse pour suture lors des opérations chirurgicales en stomatologie, ORL, chirurgie dentaire, neurochirurgie. Très souple, facile à nouer.

Disponible en 3 tailles. **Boîte de 36**

Description du produit :

## Tresse de soie pour suture chirurgicale

Stomatologie / Oto-rhino / Chirurgie dentaire / Neuro-chirurgie

- Non capillaire
- Très souple, facile à nouer
- Pas de mémoire
- Bien toléré
- Boîte de 36

## SOIE NOIRE NON RÉSORBABLE

| Réf.  | Courb. | Form.   | Ø USP | Coul. | Long. | Ø mm  | Long. Fil |
|-------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 09125 | 3/08   | Triang. | 6/0   | Noire | 12 mm | Ø 0,7 | 75 cm     |
| 09126 | 3/08   | Triang. | 5/0   | Noire | 12 mm | Ø 1   | 75 cm     |
| 09127 | 3/08   | Triang. | 5/0   | Noire | 16 mm | Ø 1   | 75 cm     |
| 06632 | 3/08   | Triang. | 4/0   | Noire | 16 mm | Ø 1,5 | 75 cm     |
| 06634 | 3/08   | Triang. | 4/0   | Noire | 20 mm | Ø 1,5 | 75 cm     |
| 06633 | 3/08   | Triang. | 3/0   | Noire | 16 mm | Ø 2   | 75 cm     |

09128      3/08      Triang.      3/0      Noire      18 mm      Ø 2      75 cm

