

Fauteuil de prélèvement Le Quesnel piètement avec roulettes à frein

Référence 0072VOG



Prix du produit:

4 694,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Fauteuil électrique d'examen ou de prélèvements réglable : dossier et jambière inclinables. Modèle avec roulettes à frein.

Description du produit:

Fauteuil de prélèvement à commande électrique

Fauteuil en 3 parties pour prélèvement ou pour examen médical. Ce modèle peut se régler en hauteur grâce à la télécommande qui commande le dossier et la jambière.

Dimensions:

Dimensions hors. tout: L. 1950 x I. 850 x H. 620/1020 mm.

Dimensions couchage: L. 1880 x 650 mm.

Épaisseur matelas: 100 mm. Poids supporté: 300 kg. Poids du fauteuil: 110 kg.

Piètement avec roulettes à frein.

- 4 roulettes Ø 125 mm à frein.
- 2 colonnes électriques permettant une hauteur variable de 620 à 1020 mm (durée du cycle: 50 secondes).
- 2 moteurs permettant les réglages du dossier (inclinaison de 0° à + 85°) et de la jambière



(inclinaison de 0° à 90°).

Position de Trendelenburg de l'assise de -15° à + 15°

Durée pour position de Trendelenburg: 30 secondes

1 poignée de poussée (en position fauteuil).

2 poignées de poussée (en position lit).

1 paire de gouttières en mousse de PU, réglables en hauteur et inclinable, fixées sur un rail coulissant.

Repose tête.

Commande manuelle.

Mousse matelas densité 25 kg/m3.

Moteur classe II.

FORFAIT MISE EN PLACE DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT :

Livraison en RDC ou étage, déballage, mise en place (ou le client le souhaite) et reprise des emballages.

Options disponibles sur devis :

Support porte sérum 2 crochets.

Tablette à manger.

Flexible pour télécommande manuelle.

Porte obus.

Batterie autonome.

Porte documents.

Bouton d'urgence (mise à plat).

Paire d'accoudoirs en mousse de PU sur système de rotules.

Garantie de 3 ans hors sellerie.

Fabrication française.





COLORIS:

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN VOG





DIABOLO CLUB M1 (Aspect Lisse et plastifié, valeur de référence dans le milieu médical)



GINKGO M1 (Aspect granuleux, incontournable best-seller de Cotting)



URBAN M1 (Aspect lisse et unie, cette gamme dynamique d'aspect mat présente un petit grain plat et lisse)









Fauteuil de prélèvement également disponible avec piètement blocage centralisé des roues

Réf. 0071VOG - Fauteuil de prélèvement Le Quesnel avec blocage centralisé des roulettes.