

Fauteuil de prélèvement Le Quesnel piètement avec roulettes à frein

Référence 0072VOG



Prix du produit :

4 694,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Fauteuil électrique d'examen ou de prélèvements réglable : dossier et jambière inclinables. Modèle avec roulettes à frein.

Description du produit :

Fauteuil de prélèvement à commande électrique

Fauteuil en 3 parties pour prélèvement ou pour examen médical. Ce modèle peut se régler en hauteur grâce à la télécommande qui commande le dossier et la jambière.

Dimensions :

Dimensions hors. tout: L. 1950 x l. 850 x H. 620/1020 mm.

Dimensions couchage: L. 1880 x 650 mm.

Épaisseur matelas: 100 mm.

Poids supporté: 300 kg.

Poids du fauteuil: 110 kg.

Piètement avec roulettes à frein.

4 roulettes Ø 125 mm à frein.

2 colonnes électriques permettant une hauteur variable de 620 à 1020 mm (durée du cycle: 50 secondes).

2 moteurs permettant les réglages du dossier (inclinaison de 0° à + 85°) et de la jambière

(inclinaison de 0° à 90°).

Position de Trendelenburg de l'assise de -15° à + 15°

Durée pour position de Trendelenburg: 30 secondes

1 poignée de poussée (en position fauteuil).

2 poignées de poussée (en position lit).

1 paire de gouttières en mousse de PU, réglables en hauteur et inclinable, fixées sur un rail coulissant.

Repose tête.

Commande manuelle.

Mousse matelas densité 25 kg/m³.

Moteur classe II.

FORFAIT MISE EN PLACE DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT :

Livraison en RDC ou étage, déballage, mise en place (ou le client le souhaite) et reprise des emballages.

Options disponibles sur devis :

Support porte sérum 2 crochets.

Tablette à manger.

Flexible pour télécommande manuelle.

Porte obus.

Batterie autonome.

Porte documents.

Bouton d'urgence (mise à plat).

Paire d'accoudoirs en mousse de PU sur système de rotules.

Garantie de 3 ans hors sellerie.

Fabrication française.



COLORIS :

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN VOG](#)

Prix affiché avec éco-participation de 10,89 €HT

Fauteuil de prélèvement également disponible avec piètement blocage centralisé des roues

[Réf. 0071VOG - Fauteuil de prélèvement Le Quesnel avec blocage centralisé des roulettes.](#)