

Fauteuil de prélèvement Le Quesnel version ambulatoire avec blocage centralisé des roues.

Référence 0073VOG



Prix du produit :

5 467,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Fauteuil de prélèvement ambulatoire avec commande électrique. Permet une hauteur variable de 600 à 1000 mm. Poids supporté 300 kg.

Description du produit :

Fauteuil de prélèvement version ambulatoire à commande électrique

Fauteuil lit en 3 parties pour prélèvements ou pour examen médical. Équipé d'un piètement avec blocage centralisé des roues.

Dimensions :

Dimensions h. tt: L. 1950 x l. 850 x H. 620/1020 mm.

Dimensions couchage: L. 1880 x 650 mm.

Épaisseur matelas: 100 mm.

Poids supporté: 300 kg.

Poids du fauteuil: 110 kg.

Fauteuil ou lit ambulatoire.

Piètement avec blocage centralisé des roulettes.

4 roulettes Ø 150 mm.

2 colonnes électriques permettant une hauteur variable de 620 à 1020 mm (durée du cycle: 50 secondes).

2 moteurs permettant les réglages du dossier (inclinaison de 0° à + 85°) et de la jambière

(inclinaison de 0° à 90°).

Position de Trendelenburg de l'assise de -15° à + 15°.

Durée pour position de Trendelenburg: 30 secondes.

1 poignée de poussée (en position fauteuil).

2 poignées de poussée (en position lit).

1 paire de barrières escamotables.

Batterie autonome.

Bouton de mise à plat d'urgence.

Repose tête.

Commande manuelle.

Mousse matelas densité 25 kg/m³.

Moteur classe II.

FORFAIT MISE EN PLACE DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT :

Livraison en RDC ou étage, déballage, mise en place (ou le client le souhaite) et reprise des emballages.

Options disponibles sur devis :

Support porte sérum 2 crochets.

Tablette à manger.

Flexible pour télécommande manuelle.

Porte obus.

Batterie autonome.

Porte documents.

Garantie de 3 ans hors sellerie.

Fabrication française.



COLORIS :

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN VOG](#)

DIABOLO CLUB M1 (Aspect Lisse et plastifié, valeur de référence dans le milieu médical)



GINKGO M1 (Aspect granuleux, incontournable best-seller de Cotting)



URBAN M1 (Aspect lisse et unie, cette gamme dynamique d'aspect mat présente un petit grain plat et lisse)



Prix affiché avec éco-participation de 10,89 €HT

Fauteuil de prélèvement également disponible avec piètement équipé de 4 roulettes à frein

[Réf. 0074VOG - Fauteuil de prélèvement Le Quesnel avec roulettes à freins.](#)