

Fauteuil d'examen pour cabinet d'esthetisme

Référence 0075VOG



Prix du produit :

2 849,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Fauteuil d'esthétique de luxe réglable en hauteur par vérin hydraulique.

Accoudoirs réglables en hauteur. Garantie 3 ans hors sellerie.

Description du produit :

Un fauteuil pour votre salon d'esthétique

Réglable en hauteur de 620 à 770 mm par pompe hydraulique (tournant blocable).

Socle rond Ø 660 mm

Structure bâti chromé.

Sellerie épaisseur 100 mm.

Dossier inclinable par vérin à gaz.

Tête coulissante.

Jambière réglable par autoblocage (position horizontale).

Accoudoirs réglables en hauteur et coulissants jusqu'au niveau de l'assise.

Dimensions du divan :

Dossier: L. 550 x l. 470 mm.

Tête: L. 170 x l. 350 mm.

Assise: L. 450 x l. 470 mm.

Jambière: L. 550 x l. 470 mm.

H. tt: L. 1770 x l. 700 x H. 620/770 mm.

Poids du divan: 60kg.

Poids supporté: 120 kg.

Garantie: 3 ans hors sellerie.

Options disponibles sur devis :

Paire de gouttières en PU, réglables en hauteur, et inclinables. (3053/G)

Gouttière inclinée (unité). (694/0)

Paire d'accoudoirs en PU avec système de rotules. (ROTULES/ACC)

Tige porte-sérum. (2050/80)

Paire de douilles pour porte-sérum. (3053/D)

Fabrication française.

FORFAIT MISE EN PLACE DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT :

Livraison en RDC ou étage, déballage, mise en place (ou le client le souhaite) et reprise des emballages.

COLORIS :

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN
VOG](#)

Prix affiché avec éco-participation de 2,45€ HT